



Instrucciones de Uso

TENSIÓMETRO DIGITAL DE MUÑECA

Modelo: YE8900A




 **ASPEN**
CONECTATE CON TU BIENESTAR

Venta libre

¡Por favor lea el manual de usuario con atención antes de usar el dispositivo!

Método de uso

- Use el tensiómetro en la muñeca como se muestra en la siguiente imagen.
- La circunferencia adecuada para la muñeca es 13,5cm ~ 19,5cm.



Postura de medición

- Siéntese quieto durante 5 minutos.
- Mantenga el tensiómetro al mismo nivel del corazón.



Postura de medición

- Presione el botón " ⏻ " para medir.
- No hable ni se mueva durante la medición.
- No coma, no fume, no beba ni se duche ni haga ningún ejercicio durante una hora antes de tomar la medición.









Contenidos

| | |
|---|----|
| Notas importantes | 01 |
| Mantenimiento | 05 |
| Partes | 06 |
| Instalación de las pilas | 08 |
| Guía de uso de la pulsera | 10 |
| Postura correcta de la medición | 11 |
| Iniciar la medición | 13 |
| Función de memoria | 17 |
| Configuración de la fecha y la hora | 19 |
| Preguntas comunes sobre la presión sanguínea | 20 |
| Fallas comunes y soluciones | 22 |
| Especificaciones técnicas | 24 |
| Información de la compatibilidad electromagnética | 26 |
| Asistencia técnica y garantía..... | 31 |
| Anotaciones | 32 |

Notas importantes

Señales y símbolos

Preste atención a los símbolos mostrados aquí para evitar afectación o daños al usuario.

| | |
|---|---|
|  | Atención |
|  | Nota sobre información importante |
|  | Parte aplicable tipo BF |
|  | Consultar el manual |
|  | Fabricante |
|  | Fecha de producción |
|  | DESECHO: no elimine este producto como residuo doméstico sin clasificar. Sepárelo para desecharlo en sitios de tratamiento de residuos especiales si fuera necesario. |
|  | Este dispositivo cumple con las disposiciones de la Directiva 93/42 / EEC (Medical Device Directive) |

1. Rango de aplicación

- ▶ Este producto está destinado a medir la presión arterial y la frecuencia del pulso de un adulto (no apto para neonatos, embarazos o preeclampsia).
- ▶ Contraindicación del producto: Sin contraindicación

2. Atención

Ponga atención a los siguientes puntos cuando realice las mediciones o se ocasionará la obtención de resultados incorrectos.

Tome la medición después de mantenerse sentado tranquilamente durante 5 minutos.

- No tome la medición después de que haya comido fumado, bebido vino, café (té negro) dentro de 1 hora.
- No tome la medición mientras se encuentra de pie, caminando o el cuerpo oprimido .
- No tome la medición después de que haya realizado algún deporte o después de que se haya duchado.
- No hable, mueva, agite el brazo o doble los dedos mientras está midiendo.
- No tome la medición en condición de temperatura extrema o en lugares en los que las condiciones cambien severamente.
- Puede afectar la precisión de medición si la circunferencia de la muñeca está fuera del valor dado.

Notas importantes

- No tome la medición repetidamente en un período de tiempo corto, esto puede conducir a una inmovilidad de la sangre y se pueden obtener valores imprecisos. Descanse su mano por 5 minutos o más para la siguiente medición.
- Si no funciona el tensiómetro, por favor reinstale las pilas y reinicielo.
- Para pacientes con arritmia el resultado pueda ser impreciso.
- No tome la medición en un vehículo en movimiento.
- No guarde la pulsera en estado inflado durante mucho tiempo.
- El paciente es el operador previsto.
- No ingiera piezas pequeñas que puedan causar riesgo de asfixia.
- El dispositivo no debe utilizarse con equipos quirúrgicos de alta frecuencia.
- No ponga la pulsera sobre una herida o si está con un goteo intravenoso.
- Consulte a su médico si utiliza el dispositivo en el brazo con una derivación arteriovenosa.
- No use el equipo en el brazo del lado donde tenga una mastectomía.
- Tenga en cuenta que perderá la función en la misma extremidad mientras se infla la pulsera.
- No se permiten mediciones frecuentes, la restricción resultante del flujo sanguíneo puede causar daño.
- Evite la compresión o flexión de la pulsera mientras usa el dispositivo.

- Utilice un paño suave y seco teñido con etanol al 75% para limpiar el dispositivo en el caso de que muchas personas lo usen, pero no deje que el etanol entre en el tensiómetro y la pulsera.
 - Utilice las pilas alcalinas, no utilice pilas recargables.
- ❗ Consulte siempre a su médico. Resulta peligroso realizar un autodiagnóstico y ponerse un tratamiento a partir de los resultados de la medición.

Declaración: Si el tensiómetro no se ha almacenado bajo del rango de temperatura y humedad requerido, es posible que no cumpla con las especificaciones.



Mantenimiento

- ❗ Tenga en cuenta los siguientes puntos para proteger el dispositivo y garantizar la precisión de la medición.
- Guarde el tensiómetro y los accesorios correctamente después del uso.
- No someta la unidad principal ni la pulsera a temperaturas extremas ni a la humedad ambiental u otro tipo de humedad y evite la exposición directa a la luz del sol.
- La pulsera contiene un airbag interior, por favor cuídalo.
- No desarme ni repare el dispositivo.
- No modifique el dispositivo.
- Limpiar el tensiómetro con un paño suave y seco. Si es necesario, utilizar un paño suave y limpio con agua o detergente neutro antes de pasarle un paño seco y suave.
- Para desinfectar, utilizar un algodón absorbente con alcohol y pasarlo suavemente sobre la superficie cuando sea necesario. No utilizar detergente para limpiar.
- No deje que el agua penetre en el dispositivo.

Consejo


Se sugiere que el tensiómetro sea calibrado al menos una vez al año (con un uso normal). Para esta calibración lleve el tensiómetro a un servicio técnico autorizado.

Unidad principal




Accesorios

- ◆ 2 Pilas alcalinas tipo AAA
- ◆ Manual del usuario
- ◆ Listado de service




1. Abra la cubierta de las pilas en la dirección de la flecha.


⚠ Nota: Presione la pestaña bilateral de la cubierta de las pilas y tire hacia afuera.



2. Instale las 2 pilas AAA prestando atención a la polaridad indicada.



3. Cierre la cubierta.




Instalación de las pilas

ⓘ **Nota:**

- Si el líquido de la pila entra en contacto con la piel o la ropa, enjuáguelos inmediatamente con abundante agua limpia.
- Cuando aparezca el símbolo "⊠", significa que las pilas están agotados. Por favor sustituya todas las pilas a la vez.
- Por favor, retire las pilas si no va a usar el tensiómetro durante un largo tiempo (más de 3 meses)
- No utilice conjuntamente pilas nuevas y viejas.

⚠ Deseche las pilas de acuerdo con la legislación ambiental local.

1. Por favor use la pulsera en la muñeca desnuda, ni muy apretado ni muy flojo, no deje ropa dentro de la misma.
2. La distancia entre la palma y el extremo del tensiómetro debe ser de aproximadamente 1,0cm~1,5cm.



3. Por favor coloque ajustadamente la pulsera porque puede aflojarse durante la medición y afectar los resultados de la medición.
4. Envuelva apropiadamente la parte sobrante de la pulsera.

¡Consejo!

Se pueden medir ambas muñecas.

Postura correcta de medición

1. Siéntese en una silla con los pies firmes sobre el suelo.
2. No se siente con las piernas cruzadas.
3. Siéntese derecho con la espalda recta (Como en la figura 1).
4. Siéntese con la espalda y el brazo apoyados, se recomienda colocar una almohadilla suave bajo el brazo.
5. La pulsera debe estar al mismo nivel que el corazón. No hable ni mueva ni agite el brazo y la muñeca ni doble los dedos durante la medición.
6. La inclinación del tensiómetro debe ser tal que la "Luz de posición de tensiómetro" sea la del medio (círculo azul). Caso contrario se encenderá una de las flechas (naranja) indicando el sentido en que se debe inclinar el tensiómetro, hasta que se apague la flecha y se encienda el círculo azul.



Figura 1

Postura correcta de medición (como en la figura 2)




Figura 2

⚠ ¡Nota!: No apriete sus dedos, extiéndalos de forma natural.


Posturas incorrectas de medición

1. No apriete los puños, o puede causar una lectura de presión arterial más alta.
2. No sostenga la pulsera con otra mano.
3. No sostenga el brazo de forma forzada durante la medición. Si es necesario use una almohadilla suave para sostener el brazo en donde se mide.

Iniciar la medición

Siéntese quieto por 5 minutos antes de la medición

1. Al principio de la medición presione el botón " ⏻ " para iniciar la medición. Entonces el tensiómetro comenzará a inflar la pulsera.



- ▶ Por favor contacte a su médico para obtener una evaluación precisa y nunca modifique usted mismo su tratamiento. Su médico le dirá los valores normales de presión arterial, así como los valores que se puedan considerar riesgosos en su caso particular
- ▶ El indicador de rango de presión sanguínea también puede mostrar la presión sanguínea gráficamente.

Iniciar la medición

- ▶ El tensiómetro inicia la medición automáticamente después de presionar el botón " ⏻ " y el ícono " ❤️ " empieza a parpadear, la presión de la pulsera se eleva gradualmente.

Por favor mantenga la posición durante la medición y no hable ni mueva el cuerpo ni la mano.




El estado de medición

2. Termina la medición

Después de la medición, el tensiómetro mostrará la presión sistólica, la presión diastólica y la frecuencia de pulso.

La pulsera se desinfla automáticamente.




Resultado

3. Retire el tensiómetro de la muñeca.


4. Apague el tensiómetro.

Función de memoria

1. Presione el botón "m" para revisar los registros de la memoria.
 - A. Presione el botón "m" para que se muestre el valor promedio de las últimas 3 mediciones.




- B. Presione el botón "m" nuevamente para que se despliegue el primer grupo de la memoria, el número de memoria se muestra como "1" a "60". "1" es el grupo más reciente y el "60" es el más antiguo.



¡Aviso! Los datos del grupo 60 pueden ser reemplazados por el grupo 59 cuando la capacidad de la memoria está llena.

- C. Lea los datos registrados al presionar el botón "m". Los mismos se mostrarán en la siguiente secuencia: "1", "2"..... "60" (máx.). Después regresa al primer grupo.
 - D. Mantenga presionado el botón "m" para buscar rápidamente entre los datos.
2. Borre los datos registrados

Una vez en la pantalla de memoria, presione simultáneamente el botón "⏻" y el botón "m" hasta que la pantalla se muestre como la siguiente imagen, lo cual significa que los valores registrados se han borrado.




⚠ Nota: Esta operación borrará todos los valores registrados.

Configuración de la fecha y la hora


El tensiómetro almacenará los resultados de la medición automáticamente.

Es necesario reiniciar la hora y la fecha después de instalar pilas nuevas. Por favor opere de acuerdo con los siguientes pasos (Por ejemplo, configuración de la fecha como 2016-01-15 y la hora como 08:28)


1. Configuración del año: Con el tensiómetro apagado presione el botón "m" y el botón "⏏" por más de 3 segundos hasta que el número empieza a parpadear.
2. Presione el botón "m" para incrementar el año.
3. Presione el botón "⏏" para confirmar el año y cambiar a la configuración de mes.
4. Use el mismo método para otras configuraciones.




Caracteres de año parpadeando




Caracteres de mes parpadeando



Caracteres de día parpadeando



Caracteres de hora parpadeando



Caracteres de minutos parpadeando

Acerca de la presión sanguínea en la muñeca y en la parte superior del brazo

La diabetes, los lípidos altos en la sangre y la hipertensión aceleran la arteriosclerosis y causa dysania de las terminaciones nerviosas. La presión sanguínea en la muñeca y en la parte superior del brazo puede tener una diferencia significativa en pacientes con estas condiciones. Aún sin condiciones inadecuadas, las personas saludables pueden tener una diferencia de 20 mmHg. Así que sugerimos que no se auto diagnostique, por favor consulte al doctor.

Normalmente, la presión sanguínea en la muñeca y en la parte superior del brazo es la misma pero los desórdenes en el sistema circulatorio pueden tener una diferencia significativa. Por favor maneje los datos de su presión sanguínea con su médico.

Las personas saludables tienen una diferencia de 20 mmHg entre el valor de la presión sanguínea medido en la muñeca y el medido en la parte superior del brazo.

Acerca de la postura de medición

Si la muñeca y el corazón no están al mismo nivel, la presión sanguínea va a cambiar como resultado del peso de la sangre. Cuando la muñeca está más alta que el corazón, el valor medido será más bajo y viceversa. Por supuesto el valor está relacionado a la postura de medición.

Preguntas comunes sobre la presión sanguínea

1. ¿Qué es la presión sanguínea?

La presión sanguínea es la fuerza ejercida por la sangre contra las paredes de las arterias.

La presión sistólica ocurre cuando el corazón se contrae. La presión diastólica ocurre cuando el corazón se expande. La presión sanguínea se mide en milímetros de mercurio (mmHg). La presión sanguínea natural de una persona se representa por la presión fundamental, la cual se mide a primera hora de la mañana mientras que uno aún se encuentra tranquilo y descansado y antes de comer.

2. Clasificación de presión sanguínea de la OMS

Los estándares para evaluar la presión sanguínea alta, sin considerar la edad, los ha establecido la Organización Mundial de la Salud (OMS), como se muestra abajo:


| Rango | Presión sistólica mmHg | Presión diastólica mmHg |
|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| Optima | <120 | <80 |
| Normal | 120~140 | 80~90 |
| Hipertensión Grado 1 | 140~160 | 90~100 |
| Hipertensión Grado 2 | 160~180 | 100~110 |
| Hipertensión Grado 3 | >180 | >110 |

Fallas comunes y solución de problemas

| Falla común | Soluciones |
|--|---|
| El tensiómetro no funciona después de presionar el botón "⏻" con las pilas instaladas. | Verifique que las pilas estén instaladas correctamente. |
| | Reemplace las pilas por unas nuevas. |
| Ocurren múltiples fallas de medición o el valor medido es demasiado alto o bajo. | Verifique la conexión y si está bien ajustada la pulsera. |
| | Verifique si la pulsera está ajustada, muy apretada o muy floja. Retire sus ropas si está muy apretado. |
| | Por favor asegúrese de tener un estado corporal tranquilo y relajado. Tome respiraciones profundas para relajarse antes de la medición. |
| El valor es diferente al medido en la clínica o en la oficina del doctor | Escriba el valor cada día y consulte a un doctor. |
| La bomba funciona pero la presión no se eleva | Verifique que la pulsera este bien conectada. |

Fallas comunes y solución de problemas



La tabla de abajo muestra los posibles íconos de falla que se muestran, la razón posible y las soluciones.

| Indicación de error | Causa de la falla | Solución |
|--|--|---|
| Err 4 | No se puede medir la presión | Ajuste la pulsera correctamente antes de la medición. |
| Err 5 | Error de presurización | Verifique si hay fuga de aire en la pulsera. |
| Err 6 | Error de presurización causado por movimiento del brazo o del cuerpo | Mantenga el brazo y el cuerpo quietos y vuelva a medir. |
| Err 7 | La pulsera está muy floja o se ha desprendido | Abroche bien la pulsera de forma ajustada. |
| Err 8 | La presión excede el valor máximo (290 mmHg) | Por favor vuelva a medir. |
| Se muestra el ícono de pila baja "  " | Pila baja | Reemplace las pilas por unas nuevas. |



Recordatorio importante: Si las situaciones arriba descritas no se pueden solucionar o aparecen otras fallas distintas a las arriba mencionadas durante el uso, por favor consulte al comercio donde compró el producto o a un servicio técnico autorizado.

Parámetros técnicos

| | |
|---------------------------------|---|
| ▶ Modelo | YE8900A |
| ▶ Pantalla | Display digital (LCD) |
| ▶ Método de medición | Oscilométrico |
| ▶ Rango de medición | 0-280 mmHg |
| ▶ Presión de la pulsera | 0-450 mmHg |
| ▶ Pulso | 40-200 latidos/min |
| ▶ Precisión | Presión: ± 3 mmHg Pulso: ± 5 % de la lectura |
| ▶ Sistema de funcionamiento | Operación intermitente |
| ▶ Fuente de alimentación | 2 pilas de 1,5V  AAA |
| ▶ Duración de las pilas | Aprox. 300 veces, dependiendo de los niveles de presión sanguínea y presión de la bomba. |
| ▶ Tamaño de la pulsera | 13,5~19,5cm |
| ▶ Clasificación eléctrica |  = Parte aplicable Tipo BF |
| ▶ Vida útil | 50.000 usos |
| ▶ Peso | Aprox. 90g (con pilas) |
| ▶ Dimensiones | Aprox. 78mm x 70mm x 23mm |
| ▶ Memoria | 60 grupos de lecturas |
| ▶ Temperatura de funcionamiento | +10°C ~ +40°C / 15% ~ 90%HR |
| ▶ Humedad | (sin condensación) |

Parámetros técnicos

- ▶ Condiciones de almacenamiento: -20°C ~ +55°C / 15% ~ 90%HR (sin condensación)
800 hPa ~ 1050 hPa

Existe riesgo potencial de interferencia de radiofrecuencia entre el dispositivo y otros dispositivos. Si lo hay, por favor averigüe los problemas y tome las siguientes medidas:

- (1) Apague el dispositivo y vuelva a encenderlo
- (2) Cambie la dirección del dispositivo
- (3) Mantenga el producto alejado de los dispositivos interferenciales.

El detalle de los materiales de contacto del producto

| Partes | | Material |
|-------------------|---------|--|
| Cubierta trasera | | ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno) |
| Cubierta superior | | ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno) |
| Manga | Pulsera | Nylon |
| | Paño | Dacron (Tereftalato de polietileno) |
| Panel | | PC (Policarbonato) |

¡Declaración!

El tensiómetro fue investigado cíclicamente de acuerdo con el requisito de ISO 81060-2: 2003.

Tabla 1

| Guía y declaración del fabricante - emisión electromagnética | | |
|---|-------------|--|
| El tensiómetro digital de muñeca YE8900A está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del tensiómetro YE8900A debe asegurarse de que se utiliza en un entorno así. | | |
| Prueba de emisión | Conformidad | Orientación de entorno Electromagné- |
| RF emisión CISPR 11 | Grupo 1 | El tensiómetro digital de muñeca YE8900A utiliza energía de RF sólo para su función interna. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que cause interferencia en equipamiento electrónico cercano. |
| RF emisión CISPR 11 | Clase B | El tensiómetro digital de muñeca YE8900A es apropiado para su uso en todos los establecimientos, incluido domésticos y directamente conectado con la fuente de alimentación de bajo voltaje de la red pública que suministra edificios utilizados para fines domésticos. |


Información de Compatibilidad electromagnética

Tabla 2

| Guía y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|--|
| El tensiómetro digital de muñeca YE8900A está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del tensiómetro YE8900A debe asegurarse de que se utiliza en un entorno así. | | | |
| Prueba de inmunidad | IEC 60601 Nivel de prueba | Nivel de Conformidad | Orientación de entorno electromagnético |
| Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2 | ±6 kV contacto ±8 kV aire | ±6 kV contacto ±8 kV aire | Los suelos deben ser de madera, hormigón o azulejo. Si Los suelos están cubiertos con material sintético, la humedad relativa debe ser al menos 30%. |
| Frecuencia electricidad (50Hz/60Hz) campo magnético IEC 61000-4-8 | 3A/m | 3A/m | La frecuencia de electricidad del campo magnético debe ser medido en la instalación localización para asegurar que es suficientemente bajo. |

Información de compatibilidad electromagnética

Tabla 3

| Guía y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética | | | |
|---|---------------------------|----------------------|--|
| El tensiómetro digital de muñeca YE8900A está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del tensiómetro YE8900A debe asegurarse de que se utiliza en un entorno así. | | | |
| Prueba de inmunidad | IEC 60601 Nivel de prueba | Nivel de Conformidad | Orientación de entorno electromagnético |
| Radiado RF IEC 61000-4-3 | 3 V/m 80 MHz a 2,5 GHz | 3 V/m | <p>Equipos de comunicaciones RF portátiles y móviles no deben utilizarse cerca de cualquier parte del YE8900A, incluyendo los cables, que la distancia de separación recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.</p> <p>Distancia de separación recomendada.</p> $d = \left[\frac{30}{P} \right] \sqrt{P} \text{ 80 MHz a 800 MHz}$ $d = \left[\frac{7}{P} \right] \sqrt{P} \text{ 800 MHz a 2,5 GHz}$ <p>Donde P es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el transmisor y D es la distancia de separación recomendada en metros (m).</p> <p>Las intensidades de campo de transmisores de RF fijos, deben ser determinados según un estudio electromagnético, deben ser inferiores al nivel de conformidad en cada intervalo de frecuencia. Se pueden producir interferencias en las proximidades de los equipos marcados con el siguiente símbolo: </p> |

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el valor más alto.

NOTA 2: Estas directrices no se aplican en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.

a Un campo de intensidad de transmisores fijos, tales como estaciones base de radiotelefonos (celulares / inalámbricos) y radios móviles terrestres, equipos de radioaficionados, AM y FM emisión de radio y de televisión, no se pueden predecir teóricamente con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a transmisores de RF, un estudio electromagnético debe ser considerado. Si hay campo de fuerza en la localización del tensiómetro digital de muñeca YE8900A, debe revisarlo para verificar la operación normal del equipo. Si se observa un funcionamiento anormal, medidas adicionales pueden ser necesarios, tales como orientarlo o colocarlo de nuevo.

Información de compatibilidad electromagnética

Tabla 4

Distancia de separación recomendadas entre los portátiles y equipos móviles de comunicación de RF y el tensiómetro digital de muñeca YE8900A.

El tensiómetro digital de muñeca YE8900A es para uso en el entorno electromagnético en el que las perturbaciones de RF están controladas. El cliente o el usuario de dicho producto puede evitar las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos portátiles y móviles de comunicaciones de RF (transmisores) y el tensiómetro YE8900A como se recomienda a continuación, de acuerdo con la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones.

| Potencia máxima de salida de transmisión | Distancia de separación según la frecuencia del transmisor (m) | |
|--|--|---|
| | 80 MHz a 800 MHz | 800 MHz a 2,5 GHz |
| | $d = \left[\frac{3,0}{f} \right] \sqrt{P}$ | $d = \left[\frac{7}{f} \right] \sqrt{P}$ |
| 0,01 | 0,12 | 0,23 |
| 0,1 | 0,37 | 0,74 |
| 1 | 1,2 | 2,3 |
| 10 | 3,7 | 7,4 |
| 100 | 12 | 23 |

En caso de emisores calificados con una potencia de salida máxima no mencionada anteriormente, la distancia de separación recomendada d en metros (m) puede estimarse utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia nominal máxima de salida del transmisor en vatios (w) de acuerdo con el fabricante del transmisor.

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, la distancia de separación para el rango de frecuencias más alto.

NOTA 2: Estas directrices no se aplican en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.

Asistencia y garantía

Para la reparación o adquisición de los accesorios y repuestos rogamos ponerse en contacto con algunos de nuestros servicios técnicos autorizados.

El producto cuenta con garantía del fabricante.

El incumplimiento de las instrucciones de este manual de uso, cuidado y mantenimiento del producto, ocasiona la pérdida de la garantía del fabricante.

Consulte el listado adjunto para conocer detalles.

Fecha de compra:

Comercio:

Esta garantía es válida por el termino de 1 año a partir de la fecha de adquisición contra todo defecto de fabricación o en materiales empleados, no cubriendo eventuales daños producidos por el uso incorrecto del equipo ni tampoco roturas, maltrato o intervención en reparaciones de personal no autorizado. Para que esta garantía tenga validez, debe presentar este manual con la fecha de compra, el sello del comercio donde fue adquirido y con su respectiva factura de compra.

Anotaciones



Fabricante:

Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd.

Yunyang Industrial Park, 212300 Danyang, Jiangsu,
P.R. China.

Importa, Distribuye y Garantiza:

TENACTA S.A.

Girardot 1449 (C1427AKE) C.A.B.A. - Argentina

Tel: (5411) 4554-7444 Fax: (5411) 5795-0010

www.aspensalud.com.ar / info@tenacta.com.ar

Autorizado por la ANMAT PM 1124-39

Responsable Técnico:

Ing. Gabriel Antonio Delgado

