


## 11. Procedimiento de Medición

**Notas Importantes :** Aquí le damos detalles que ayudarán a usted a obtener lecturas más precisas:

- La presión sanguínea varía con cada pulsación y fluctúa durante el día.
- El registro de presiones puede verse afectado por la posición del usuario, por su estado psíquico y por otros factores. Para una mayor precisión, aguarde una hora antes de tomar la presión, luego de ejercicios, bañarse, tomar bebidas con alcohol, cafeína o fumar, o consumir grandes cantidades de comida.
- Se sugiere antes de medir, permanecer sentado 15 minutos y quieto durante la medición. Esta relajación dará más exactitud. Usted no debe encontrarse físicamente cansado, ni sentirse agotado mientras lo utiliza para tomar los valores.
- No mida bajo estados de stress o tensión.
- Durante la medición, no hable ni mueva los músculos de su mano o de su brazo, no fume, no beba alcohol.
- Aguarde 5 minutos antes de tomar una nueva medición.
- Tome la presión a la temperatura normal de su cuerpo. Si usted siente frío o calor, aguarde un tiempo antes de usar el equipo.


1. Presione el botón de encendido y por unos dos segundos se encienden todos los segmentos antes de regresar a cero "0" con destellos.



2. Presione el bulbo para incrementar la presión del brazalete. El display indicará la presión obtenida. Continúe incrementando la presión hasta aprox. 50-60 mmHg por encima de su presión normal sistólica. Se escucharán tres sonidos muy cortos que le recordarán haber llegado a 170 mmHg y que además debe suspender el bombeo. Si la presión no fuera suficiente, aparecerá en el display una flecha hacia arriba ↑ y sonidos cortos continuos que indican seguir aumentando la presión hasta el valor de 200 mmHg.



3. Permanezca sentado mientras el tensiómetro determina su presión sanguínea. Es importante permanecer inmóvil durante la lectura. Cualquier movimiento podría afectar los resultados.



4. Al final del ciclo de lectura el tensiómetro le indicará el valor de las presiones sistólica, diastólica y el pulso al mismo tiempo que un sonido prolongado. Con esto la lectura se ha completado y los valores quedan almacenados en la memoria.



5. Presione el botón de encendido para desinflar rápidamente y desconecte la alimentación. Si Ud no acciona ningún comando por espacio de 1 minuto el equipo se apagará automáticamente.


**Nota:**

1. El tensiómetro consta de apagado automático luego de 1 minuto en que ninguna tecla o comando sean activadas.
2. Para interrumpir el funcionamiento pulse el botón de encendido o la tecla M con lo cual el equipo se desinflará rápidamente.
3. Durante la medición no hable ni mueva su brazo o los músculos de la mano.

## 12. Búsqueda de Valores en la Memoria

1. Para leer la memoria pulse la tecla Memoria. Los valores de la última medición se mostrarán primero.

2. Si pulsa el botón nuevamente se obtendrá un nuevo juego de valores tomado con anterioridad.
3. Todas las lecturas aparecen acompañadas con un número secuencial correspondiente a esa lectura.



## 13. Borrado de Datos de la Memoria

1. Presione y suelte el botón M por espacio de 5 segundos. De esa manera se borrarán los datos ubicados en esa zona de memoria.
2. Los datos pueden borrarse si se retira una de las baterías. (se sugiere a los usuarios que primero anoten los datos en el gráfico de registro de presión antes de extraer o sustituir alguna batería).



## 14. Localización de Fallas

Si durante el uso se nota alguna anomalía, controle los siguientes puntos.


Síntomas	Puntos de Control	Correcciones
Nada indica el display al pulsar el botón de encendido	¿Las baterías están agotadas? ¿Las baterías están en posición correcta? ¿Ha colocado el brazalete correctamente?	Reemplácelas por baterías nuevas. Vuelva a colocar las baterías en la posición correcta. Enrolle nuevamente el brazalete en la forma descripta.
Se observa la marca EE en el display el valor indicado es muy elevado o excesivamente bajo.	Se ha inflado al valor correcto? ¿50-60 mmHg por encima de la presión normal sistólica? Usted ha hablado durante la medición. Se ha movido o se ha agitado durante la lectura.	Mida nuevamente llegando a 50-60 mmHg por sobre la presión sistólica. Mida nuevamente. Manteniéndose inmóvil durante la lectura.

**Nota:** Si el equipo no funciona, devuélvalo a su proveedor. No lo desarme bajo ninguna circunstancia ni intente repararlo por sus propios medios.

## 15. Mantenimiento

Limpie el cuerpo del tensiómetro y la pulsera o brazalete con un paño suave y ligeramente húmedo. No le haga presión, no doble la pulsera preformada, no utilice productos químicos. Jamás utilice aguarrás, alcohol o nafta como agente de limpieza. Las baterías agotadas pueden dañar el equipo, retírelas cuando no lo use por largos períodos de tiempo.

## 16. Ajuste de Fecha y Hora



Repita los pasos de mas arriba para ajustar tanto la fecha como la hora. Aparecerá un cero "0" nuevamente cuando el equipo ya está disponible para seguir midiendo.

## 17. Precauciones y Advertencias

1. Esta unidad posee componentes de precisión. Evite temperaturas y humedad extremas o exponerla a la luz solar. Evite caídas, exposición a líquidos y golpes fuertes y protéjala del polvo.
2. Limpie el cuerpo del tensiómetro y el brazalete con paño suave y ligeramente húmedo. No haga presión excesiva. No lave el brazalete con productos químicos. Jamás utilice Tinner o alcohol o naftas como agentes de limpieza. No doble la pulsera preformada.
3. Las baterías agotadas pueden dañar el equipo, retírelas cuando no lo use por largos períodos de tiempo.
4. No deje que lo utilicen los niños para evitar situaciones de peligro.
5. Si lo ha tenido en zonas de congelamiento, deje que el tensiómetro se aclimate a temperatura ambiente, antes de utilizarlo.

6. No debe ser reparado. No utilice herramientas para abrirlo ni intente realizar ajuste u otras operaciones dentro del mismo. Si usted tiene algún inconveniente contáctese con su vendedor habitual. Si usted tiene dudas respecto a los valores obtenidos consulte a su médico.
7. Para usuarios diagnosticados con arritmias comunes (extrasístoles atriales o ventriculares o fibrilación), diabetes, mala circulación, problemas renales o quienes han sufrido de infarto, o usuarios inconcientes) el tensiómetro puede tener dificultades para determinar los valores correctos.
8. Para detener la operación en cualquier momento presione el botón de encendido/apagado y el brazalete se despresurizará rápidamente.
9. Cuando el inflado llegue a 300 mmHg, por seguridad, el equipo iniciará un desinflado automático.
10. Note que este aparato es para cuidados de salud en uso domiciliario y no tiene la intención de servir como sustituto de la función o el consejo de su médico.
11. No lo use para diagnóstico o tratamiento de problemas de salud o enfermedades. El resultado de las mediciones son simplemente una referencia. Consulte a un profesional de la salud para interpretarlas. Consulte a su médico si sospecha de algún inconveniente. No modifique su medicación sin la opinión de un profesional.
12. Interferencia Electromagnética: El aparato posee elementos de electrónica sensibles. Evite la presencia de campos eléctricos y electromagnéticos fuertes en su proximidad. (como. celulares y hornos de microondas). Pueden producir imprecisión temporaria.
13. Para desechar el dispositivo, las baterías o accesorios, cumpla para ello con las regulaciones locales en vigencia.
14. Si guarda su tensiómetro fuera de los rangos de temperatura y humedad especificados degradará la calidad de sus lecturas.
15. Uso limitado: Solo para adultos.

## 18. Especificaciones

Método de medición :	Oscilométrico
Rango de Medición :	Presión: 40-250 mmHg; Pulso: 40-199 pulsac./ minute
Sensor de Presión:	Semiconductor
Precisión :	Presión: ± 3mmHg; Pulso: ± 5% de la lectura
Método de Inflado :	Inflado Manual
Desinflado :	Válvula Automática de Desinflado
Capacidad de Memoria:	99 memorias
Apagado Automático :	1 minuto luego de la última operación
Cond. de Operación :	10°C-40°C (50°F-104°F); 40%-85% RH max
Cond. Almacenamiento :	-10°C-60°C (14°F-140°F); 10%-90% RH max
Fuente de CC :	2 baterías R06 (AA) (3V)
Dimensiones :	112 (L) X 106 (W) X 60 (H) mm
Peso :	311g (Peso Bruto.) (sin Baterías)
Circunferencia brazo :	Para Adultos: 24-36 cm (9.4"-14.2")
Usuarios :	Usuarios Adultos
⚠ :	Tipo BF :Dispositivo diseñado especialmente para dar protección contra shocks eléctricos.
⚠ :	Atención
ⓘ :	Consulte los documentos acompañantes

\*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

## 19. Desecho

Cumpla con las regulaciones locales en vigencia, para desechar el dispositivo, las baterías o accesorios.

## 20. Guía y Declaración del Fabricante EMC

Guía y declaración del fabricante-inmunidad electromagnética	
El MN95 está previsto para el uso en un entorno electromagnético como el especificado mas abajo. El cliente o el usuario del equipo MN95 se debería asegurar que se use en ese entorno.	
Ensayo de Emisiones	Conformidad
Emisiones de RF Norma CISPR 11	Grupo 1
Emisiones de RF CISPR 11	Clase B
Emisiones Armónicas IEC 61000-3-2	No aplicable
Fluctuac. de tensión /flicker emissions IEC 61000-3-3	No aplicable

Guía y declaración del fabricante-inmunidad electromagnética	
El equipo MN95 está previsto para el uso en el entorno especificado mas abajo. El cliente o el usuario del equipo MN95 se debería asegurar que se use en ese entorno	
test de inmunidad	Nivel de prueba IEC 60601
Descarga Electroestática (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV contacto ± 8 kV aire
Transitorios ráfagas rápidas IEC 61000-4-4	± 2kV para líneas de alimentación de red y ± 1kV para líneas de entrada/salidas
Onda de choque IEC 61000-4-5	± 1kV en modo común ± 2kV en modo diferencial
Caídas de tensión interrupciones y variaciones de tensión en las líneas de entrada de alimentación. Norma IEC 61000-4-11	<5% UT(caída>95% en UT) para 0,5 ciclos 40% UT (caída 60% en UT) para 5 ciclos 70% UT(caída 30% dip in UT) para 25 cycles <5% UT (caída >95% en UT) para 5 s
Potencia de Campos Magnéticos a frec. de red (50/60Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m

NOTA: UT es la tensión de alimentación de corriente alterna antes de la aplicación de nivel de ensayo.

Guía y declaración del fabricante - Inmunidad Electromagnética

El MN95(CA) está previsto para el uso en un entorno electromagnético especificado debajo. El cliente o el usuario del equipo MN95(CA) se deberían asegurar que se use en ese entorno.

**ASPEN**  
Salud en el hogar

Tensiómetro Digital Semiautomático de Brazo



Modelo: MN95

Importa y Garantiza: TENACTA S.A.  
Girardot 1449 (C1427AKE)  
Buenos Aires - República Argentina  
Tel: (5411) 4554-7444 Fax: (5411) 5195-0010  
www.aspensalud.com.ar - info@tenacta.com.ar

Rossmax Swiss GmbH, Tramstrasse 16, CH-9442 Berneck, Suiza  
Lugar de elaboración: Rossmax (Shanghai) Incorporation Ltd., No. 6018  
Huyi Road Waigang, 201806 Jiading District, Shanghai, China

Responsable Técnico: Ingeniero Gabriel Antonio Delgado  
Producto autorizado por ANMAT PM 1124-11



Issue Date: 2017/08/18  
IIO058 - R04

test inmunidad	Nivel prueba IEC 60601	Nivel cumplimiento	Guía del entorno electromagnético
RF Conducida IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 KHz a 80 MHz	No aplicable	Los equipos móviles y portátiles de comunicaciones de RF no se deberían usar mas cerca de cualquier parte del equipo MN95(CA) incluyendo los cables, que la de separación recomendada a la frecuencia del transmisor. Distancia de separación recomendada: d = 1,2 √P d = 1,2 √P 80MHz to 800 MHz d = 2,3 √P 800MHz to 2,5 GHz Donde P es la máxima potencia de salida asignada del transmisor en (W) conforme al fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en (m). Las intensidades del campo desde el transmisor fijo de RF, según se determina por un estudio electromagnético del lugar (a) debería ser menor que el nivel de conformidad en cada rango de frecuencias (b). La interferencia puede ocurrir en la vecindad del equipo marcado con el siguiente símbolo: (⚡)
RF Radiada IEC 61000-4-3	3 V/m 80MHz a 2,5 GHz	3 V/m	

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia mas alto.  
NOTA 2: Estas directivas no se pueden aplicar en todas las situaciones. La propagación electromagnética se afecta por la absorción y reflexión desde estructuras, objetos y personas.

- a. Las intensidades del campo de los transmisores fijos, tales como estaciones base por radiotelefonos (celulares sin cables) y radios móviles terrestres, emisoras amateur, emisoras de radio AM y FM y emisoras de TV no se puede predecir teóricamente con precisión. Para valorar el entorno electromagnético debido a los transmisores fijos de RF, se debería considerar un estudio del lugar electromagnético. Si la medida de la intensidad del campo en la localización en la que se usa el equipo MN95, excede el nivel de conformidad anterior de RF aplicable, se debería observar el equipo para verificar el funcionamiento normal. Si se observa un funcionamiento anormal, pueden ser necesarias medidas adicionales, tales como reorientación o relocalización del equipo MN95.
- b. Sobre el rango de frecuencias de 150 KHz a 800 MHz, la intensidad del campo debería ser < 3 V/m.

Distancias de separación recomendadas entre los equipos portátiles y móviles de comunicaciones de RF y el equipo MN95(CA).

El equipo MN95 está previsto para el uso en un entorno electromagnético en el que se controlan las perturbaciones radiadas de RF. El cliente o el usuario del equipo MN95 pueden ayudar a prevenir la interferencia electromagnética manteniendo una distancia mínima entre el equipo portátil y el móvil de comunicaciones de RF (transmisores) y el equipo MN95 según se recomienda debajo, conforme a la máxima potencia de salida del equipo de comunicaciones.

Máxima potencia de salida asignada del transmisor (W)	Distancias de separación de acuerdo a la frecuencia del transmisor (en metros)		
	de 150 KHz a 80 MHz, d = 1,2 √P	de 80 MHz a 800 MHz, d = 1,2 √P	de 800 MHz a 2,5 GHz, d = 2,3 √P
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Para los transmisores asignados con una potencia máxima de salida no listados arriba, la distancia de separación recomendada d en metros (m), se puede determinar usando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la máxima potencia de salida del equipo de comunicaciones en Watts (W) de acuerdo con el fabricante del transmisor.

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencia mas alto.  
NOTA 2: Estas directivas no se aplican en todas las situaciones. La propagación electromagnética se afecta por la absorción y reflexión desde estructuras, objetos y personas.

## 1. Introducción

Las mediciones realizadas con el MN95 son equivalentes a las obtenidas por un observador entrenado utilizando un estetoscopio por el método de auscultación de acuerdo con los límites de la American National Standard, Electronic or Automated Sphygmomanometers.

Este equipo es un medidor de presión arterial de uso domiciliario para colocar en el brazo del paciente.

### ¿Qué es la Presión Sanguínea?

La presión sanguínea es la ejercida sobre las arterias mientras la sangre fluye por ellas. La presión medida cuando el corazón se contrae y la envía a su exterior se denomina presión sistólica (la más alta). La presión medida cuando el corazón se dilata se denomina presión diastólica (la más baja).


### ¿Porqué medir la Presión Sanguínea?

Entre varios de los problemas de salud que afectan al mundo moderno los asociados con la elevada presión sanguínea son siempre los más comunes. Hay además un correlato con las enfermedades cardiovasculares y la elevada morbilidad, que ha llevado a la necesidad de medir la presión sanguínea para identificar dichos riesgos.

**Atención:** Consulte los documentos acompañantes.

Por favor lea este manual detenidamente antes de utilizar el tensiómetro. Para información específica sobre su presión sanguínea consulte a su médico. Asegúrese de guardar este manual para usos futuros.

## 2. Nombre y Función de las partes.



## 3. Notas preliminares

Este Tensiómetro cumple con las regulaciones Europeas con el marcado CE. La calidad del dispositivo ha sido verificada de acuerdo con las previsiones de la Directiva 93/42/EEC del 14 de Junio de 1993 correspondiente a dispositivos médicos:

EN 1060-1: 1995/A1: 2002 Non-invasive sphygmomanometers - Part 1 - General requirements

EN 1060-3: 1997/A2: 2009 Non-invasive sphygmomanometers - Part 3 - Supplementary requirements for electro-mechanical blood pressure measuring systems

EN 1060-4: 2004 Non-invasive sphygmomanometers - Part 4: Test Procedures to determine the overall system accuracy of automated non-invasive sphygmomanometers.

## 4. Calibración

Este tensiómetro ha sido diseñado para prestar servicio por largo tiempo. Con el objeto de mantener su precisión puede recalibrarse. No se requiere realizar recalibraciones dentro de un plazo de 2 años en condiciones de uso diario normal, (aproximadamente tres veces por día). Llegado ese período de uso, su tensiómetro indicará con

CA en el display. Además puede ser recalibrado si ha sido sometido a golpes o esfuerzo excesivo por caídas ó expuesto a fluidos o temperaturas extremas ó cambios extremos de humedad.


Cuando aparezca este símbolo, CA simplemente realice una verificación en el service autorizado.

CA

## 5. Valores de Presión Standard

El National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee ha desarrollado una normativa sobre niveles de presión identificando áreas de bajo y alto riesgo. Sin embargo esta norma, es una guía general dado que la presión de los individuos puede variar dentro de diversos grupos y edades.

(Ref. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure-Complete Report JNC-7, 2004)



Esta clasificación de la presión está basada en datos históricos, y podrían no ser aplicables a un paciente en particular. Es importante que usted consulte a su médico regularmente. Él le informará acerca de su nivel normal de presión así como el valor de los niveles de riesgo antes de tomar cualquier decisión basada en dispositivos de lectura. Para un buen seguimiento y para tener una buena referencia sobre los valores de su presión sanguínea, es necesario tener registros durante largos períodos de tiempo. Para ello utilice gráficos indicando la fecha y hora en que se realizan las lecturas de las presiones sistólica, diastólica y el pulso.

## 6. Explicaciones sobre el Display

Display e Iconos:



- ↑ Aparece cuando se debe realizar el inflado manual
- ↓ Aparece cuando se debe realizar el desinflado manual
- Mem.** **Marca de Batería Baja :** Aparece cuando se deben reemplazar las baterías
- ♥** **Marca del Pulso:** Muestra el ritmo de las pulsaciones
- IHB** **Detector de Pulso Irregular (IHB) :** La aparición de este símbolo significa que se han detectado latidos irregulares.
- P** **Indicador de Riesgo de Hipertensión :** Compara el valor obtenido con los niveles standard.

**mem.** **Marca de Memoria:** Número que indica la medición que ha sido memorizada

**CA** **Indicador de Calibración:** Aparece cuando se requiere realizar una recalibración del equipo.

**EE** **Medición Erronea:** Mida nuevamente y arrolle la pulsera correctamente manteniéndose quieto mientras se mide. Si el error aun aparece, lleve el equipo a su vendedor habitual o al servicio de reparaciones.

**E1** **Anormalidad en el circuito de aire:** Asegúrese que el conector de aire esté correctamente ajustado a la salida de aire y mida nuevamente. Otra causa, puede ser un cortocircuito en la unidad de micrófono del brazalete. Si los errores se mantienen presentes, lleve el equipo a su distribuidor o servicio autorizado.

**E2** **La Presión excede de 300 mmHg:** Apague el equipo y mida nuevamente. Si los errores se mantienen presentes lleve el equipo a su distribuidor o servicio autorizado.

**E3** **Error de Datos:** Retire las baterías, aguarde 60 segundos y colóquelas nuevamente. Si los errores se mantienen lleve el equipo a su distribuidor o servicio autorizado.

**E4** **Se excede el Rango de medición:** Mida nuevamente. Si el error subsiste, envíe el tensiómetro a su distribuidor o al centro de reparaciones autorizado.

## 7. Indicador de riesgo de Hipertensión

El National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee ha desarrollado una normativa, clasificando la presión en cuatro niveles. Este equipo tiene un moderno indicador de riesgo de hipertensión. Este le mostrará, cual es el nivel de riesgo correspondiente: (prehipertensión P ó nivel 1 hipertensión ó nivel 2 hipertensión) como resultado de cada medición. (Por favor leer lo indicado mas abajo.)

- P** Nivel 2 Hipertensión
- i** Nivel 1 Hipertensión
- P** Nivel Prehipertensión
- Nivel Normal (sin símbolo)

## 8. Detector de Pulso Irregular (IHB)

Este equipo está dotado de un detector (IHB) que permite a aquellas personas con latidos irregulares obtener una medición precisa, alertando al usuario de la presencia de dichas irregularidades simultáneamente con las mediciones realizadas.


**Nota:** Es altamente recomendable que usted consulte a su médico si el icono IHB ( IHB ) aparece frecuentemente.



## 9. Instalación de las Baterías

- Presione en la dirección de la flecha y libere la cubierta de las baterías para abrir ese compartimento.
- Instale o reemplace 2 baterías del tipo "AA" de acuerdo a las indicaciones dadas en ese alojamiento de baterías.
- Vuelva a colocar la cubierta, primero en las guías de la misma y luego en el otro extremo con leve presión, garantizando un cierre correcto de la tapa.

- Dado que las baterías provistas son para test, podrían descargarse antes que aquellas que Ud. puede adquirir en los negocios. Reemplace la baterías de a pares. Retírelas cuando su tensiómetro quede sin uso por un lapso de tiempo prolongado.



**Usted deberá cambiar las baterías cuando :**





- Aparece el ícono de batería baja en el display.
- No aparece ninguna indicación en el display luego de pulsar el botón de encendido.

**Atención:**


- Las baterías son un desecho peligroso. No las deposite junto a los desechos del hogar.
- No existen partes reparables por el usuario en el interior. Las baterías o partes dañadas por baterías agotadas no están cubiertas por la garantía.
- Utilice baterías de marca y cambielas todas simultáneamente. Use baterías de la misma marca y tipo.

## 10. Colocación del brazalete


- Desenrolle el brazalete dejando enhebrado el extremo por dentro del anillo.
- Pase su brazo izquierdo por dentro del bucle ó lazo. Como se indica en la (Fig.1), el tubo de aire deberá salir en dirección hacia la mano. Coloque la palma de esa mano hacia arriba dejando el borde del brazalete a aproximadamente entre 1,5 y 2,5 cm del pliegue interior del brazo en el lado opuesto al codo. (Fig.2). Ajuste bien el brazalete tirando de su extremo.



- Guíe el tubo por el centro de su brazo. Presione para fijar el Velcro. Deje un espacio de dos dedos entre el brazalete y su brazo, y haga coincidir la marca ( Φ ) sobre la posición de la arteria principal del brazo (lado interior) (Fig.3 y 4).





**Nota:** Localice la arteria palpando con 2 dedos cerca del pliegue de su brazo. Ahí en la cara interna identificará donde la detección de las pulsaciones es más intensa. Esa es la ubicación de la arteria principal.



- Conecte el tubo del brazalete al equipo. (Fig.5).

- Apoye su brazo sobre una mesa con la palma hacia arriba quedando el brazalete a la altura del corazón.



Asegúrese que el tubo no esté obturado (Fig.6).

- Este brazalete puede ser usado si luego de enrollado la flecha queda posicionada dentro del rango indicado por la línea como se ve en el dibujo de la derecha. (Fig.7). Si la flecha cae fuera, usted debería utilizar brazaletes para otra medida de circunferencias de brazo.

